tte | mag 1 ild im Midbe Midan gritten med att bein

实验 3.1 示波器的使用

- 1. 掌握示波器的基本结构、工作原理和各旋钮的功能;
- 2. 掌握信号发生器的使用;
- 3. 预习如何利用示波器观察和测量各种电信号。

二、实验内容

- 1. 熟悉示波器和信号发生器的使用方法;
- 2. 学会利用示波器进行简单测量。

三、数据表格

1. 打开示波器的电源开关,将扫描模式选择置"AUTO",此时应该能够看到两条水平(或跳动的)的扫描线,或固定的两点。

分别调整以下旋钮, 观察现象并解释其作用

	77 777 79 122 77 1 1/1/22	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
旋 钮	作 用	作 用 旋 钮			
"INTEN"	调节担证亮度	"♦ POSITION"	调节查查任务		
"FOCUS"	调制迹机交易的 \ 清晰维度.	" DOSITION"	润帛水环位势.		
按键"X-Y"	用产规测 辨如图 裁磁滞目线	按键 "CH1"和 "CH2"	(指7) 激治 1美2 输入通道		

注意: "TV" 按键为视频触发,一般不用,故应将 TV 设置取消,即屏幕上不显示 TV 状态。

3. 垂直部分: 将一正弦信号接入示波器的"CH2", (频率 40kHz 左右, 幅度适中)点按按键"SOURCE", 使屏幕上方相应的参数显示为 "CH2", 分别调节以下按键和旋钮,记录现象并解释其作用。

按 键	现象				
按 链	波形变化	参数变化			
"GND"(地)	由"へ"勢"─_"	"5٧~" 变为"5٧加"			
"DC/AC"(直/交)	无明显生化.	直流DC 呈示"5V~" 交流的C 显示"5V~"			
"INV"(反)	油形图 上7部鞋	"5V~" 麦为" \sv~"			

4. 观察频率 40kHz 左右、峰一峰值电压 20V 的正弦波形的电压和周期。分别用在 CH1 和 CH2 输入

北京邮电大学物理实验要求及原始数据表格

端中采用"格数×分度值=测量值"方法和用 "光标测量"键直接测量的方法测量信号电压的 峰一峰值和周期。并和标准值相比较。(注:标准值即信号发生器显示的值)

		$V_{P-P}(v)$	T(s)		
	测量值 测量值 (格数×分度值) (光标测量)		测量值 (格数×分度值)	测量值 (光标测量)	
CH1	wV	20.60V	24MS	24.16Ms	
CH2	20 V	20.80V	LYMS	24.64ms.	

5. 描绘李萨如图

描绘示波器 CH2 和 CH1 输入端的正弦波信号的频率比值分别为(CH2/CH1)1:1、1:2、1:3 时的李萨如图。

$f_y:f_x$	1:1	1:2	1:3
李萨如图形			

6. 用ΔV- Δ T-1/ Δ T-OFF 功能测量方波占空比。

调节信号发生器,选择方波,频率大于 1KHz, 再调节信号发生器的"DUTY"(占空比)旋钮, 观察波形的变化。利用示波器的测量功能分别测量"DUTY"旋钮置于 90%时的占空比和置于 10%时的占空比。

"DUTY"旋钮位置	t(高电平幅宽)	T (周期)	占空比 t/T(%)		
90%	0.922ms	1.034ms	89.17%		
10%	0.104 ms	1.022 ms	10-18%		

7. 利用数字示波器显示频率 10kHz、峰-峰值电压 10V 的方波信号,使信号稳定显示。(选做)

赦	师	然	空			
AX.	7.6	131	~			

四、思考题

- 1. 如果波形不稳,总是向左或向右移动,该如何调节?
- 2. 示波器"电平"旋钮的作用是什么?什么时候需要调节它?观察李萨如图形时,能否用它把图形稳定下来?
- 3. 如果打开示波器后,只看到一个或两个移动的点而没有扫描线,是什么原因?应如何调整?如果 看到的是一个或两个固定不动的点呢?